


Guía de tallas para arneses



Soporte piernas dividido / Respaldo alto



Nº Art.	Nombre producto	Material / Descripción	Talla	Peso recomend. (kg)	Medida del asiento (cm)	Altura total (cm)
40800002	HighBackSling	Poliéster	XXS	10-25	20	77
40800003	HighBackSling	Poliéster	XS	20-35	25	85
40800004	HighBackSling	Poliéster	S	30-55	35	91
40800006	HighBackSling	Poliéster	M	50-90	45	94
40800007	HighBackSling	Poliéster	L	80-110	56	98
40800008	HighBackSling	Poliéster	XL	110-160	62	98
40800009	HighBackSling	Poliéster	XXL	130-200	70	102
40820002	HighBackSling	Red poliéster	XXS	10-25	20	77
40820003	HighBackSling	Red poliéster	XS	20-35	25	85
40820004	HighBackSling	Red poliéster	S	30-55	35	91
40820006	HighBackSling	Red poliéster	M	50-90	45	94
40820007	HighBackSling	Red poliéster	L	80-110	56	98
40820008	HighBackSling	Red poliéster	XL	110-160	62	98
40820009	HighBackSling	Red poliéster	XXL	130-200	70	102
40822002	HighBackSling	Red poliéster, sin esfuerzo	XXS	10-25	20	77
40822003	HighBackSling	Red poliéster, sin esfuerzo	XS	20-35	25	85
40822004	HighBackSling	Red poliéster, sin esfuerzo	S	30-55	35	91
40822006	HighBackSling	Red poliéster, sin esfuerzo	M	50-90	45	94
40822007	HighBackSling	Red poliéster, sin esfuerzo	L	80-110	56	98
40822008	HighBackSling	Red poliéster, sin esfuerzo	XL	110-160	62	98
40822009	HighBackSling	Red poliéster, sin esfuerzo	XXL	130-200	70	102
40852002	HighBackSling	Red plástica	XXS	10-25	20	77
40852003	HighBackSling	Red plástica	XS	20-35	25	85
40852004	HighBackSling	Red plástica	S	30-55	35	91
40852006	HighBackSling	Red plástica	M	50-90	45	94
40852007	HighBackSling	Red plástica	L	80-110	56	98
40852008	HighBackSling	Red plástica	XL	110-160	62	98
40852009	HighBackSling	Red plástica	XXL	130-200	70	102
40892004	HighBackSling	Desechable	S	30-55	35	91
40892006	HighBackSling	Desechable	M	50-90	45	94
40892007	HighBackSling	Desechable	L	80-110	56	98
40892008	HighBackSling	Desechable	XL	110-160	62	98
40700002	ShellHBSling	Poliéster	XXS	10-30	17	80
40700003	ShellHBSling	Poliéster	XS	20-35	25	85
40700004	ShellHBSling	Poliéster	S	30-55	35	94
40700006	ShellHBSling	Poliéster	M	50-90	40	97
40700007	ShellHBSling	Poliéster	L	80-120	45	98
40700008	ShellHBSling	Poliéster	XL	110-160	55	100
40700009	ShellHBSling	Poliéster	XXL	150-210	65	100
42520002	FlexibleSling	Red poliéster	XXS	10-30	20	75
42520003	FlexibleSling	Red poliéster	XS	20-35	25	81
42520004	FlexibleSling	Red poliéster	S	25-55	35	90
42520006	FlexibleSling	Red poliéster	M	50-75	45	102
42520007	FlexibleSling	Red poliéster	L	70-110	55	102
42520008	FlexibleSling	Red poliéster	XL	100-130	65	104
42522002	FlexibleSling	Red poliéster, sin esfuerzo	XXS	10-30	20	75
42522003	FlexibleSling	Red poliéster, sin esfuerzo	XS	20-35	25	81
42522004	FlexibleSling	Red poliéster, sin esfuerzo	S	25-55	35	90
42522006	FlexibleSling	Red poliéster, sin esfuerzo	M	50-75	45	102
42522007	FlexibleSling	Red poliéster, sin esfuerzo	L	70-110	55	102
42522008	FlexibleSling	Red poliéster, sin esfuerzo	XL	100-130	65	104



¡Nota!

Una prueba de arnés es necesaria para determinar lo apropiado de un modelo, talla y material para un usuario determinado. Esta guía y las medidas que aparecen y sus recomendaciones son solamente para que el prescriptor tome la decisión más fácilmente. La medida del asiento del arnés provee una indicación de cuán ancho puede ser un usuario de cadera a cadera (trocante). La medida de trocante de un usuario debería estar dentro de un +/- 10 cm de la medida del asiento. La anchura de los trajes indican la circunferencia del tronco del usuario. La circunferencia del tronco del usuario debería estar en un +/- 10 cm de la anchura indicada para el traje. El arnés es demasiado grande si las nalgas del usuario salen demasiado por la apertura del arnés o si el soporte de piernas se desliza demasiado hacia delante. El arnés será muy pequeño si la cara del usuario está demasiado cerca de la percha de elevación, si los soportes de piernas quedan apretados en las ingles o si el arnés aparenta quedar muy apretado.

Soporte piernas dividido / Respaldo medio



Nº Art.	Nombre producto	Material/descripción	Talla	Peso recomend. (kg)	Medida del asiento (cm)	Altura total (cm)
40500002	BasicSling	Poliéster	XXS	10-25	21	63
40500003	BasicSling	Poliéster	XS	20-35	27	65
40500004	BasicSling	Poliéster	S	35-55	37	77
40500006	BasicSling	Poliéster	M	45-80	50	89
40500007	BasicSling	Poliéster	L	75-110	60	95
40500008	BasicSling	Poliéster	XL	100-150	65	98
40500009	BasicSling	Poliéster	XXL	140-200	75	98
40520002	BasicSling	Red poliéster	XXS	10-25	21	63
40520003	BasicSling	Red poliéster	XS	20-35	27	65
40520004	BasicSling	Red poliéster	S	35-55	37	77
40520006	BasicSling	Red poliéster	M	45-80	50	89
40520007	BasicSling	Red poliéster	L	75-110	60	95
40520008	BasicSling	Red poliéster	XL	100-150	65	98
40520009	BasicSling	Red poliéster	XXL	140-200	75	98
40522002	BasicSling	Red poliéster, sin refuerzo	XXS	10-25	21	63
40522003	BasicSling	Red poliéster, sin refuerzo	XS	20-35	27	65
40522004	BasicSling	Red poliéster, sin refuerzo	S	35-55	37	77
40522006	BasicSling	Red poliéster, sin refuerzo	M	45-80	50	89
40522007	BasicSling	Red poliéster, sin refuerzo	L	75-110	60	95
40522008	BasicSling	Red poliéster, sin refuerzo	XL	100-150	65	98
40522009	BasicSling	Red poliéster, sin refuerzo	XXL	140-200	75	98
40552002	BasicSling	Red plástica	XXS	10-25	21	63
40552003	BasicSling	Red plástica	XS	20-35	27	65
40552004	BasicSling	Red plástica	S	35-55	37	77
40552006	BasicSling	Red plástica	M	45-80	50	89
40552007	BasicSling	Red plástica	L	75-110	60	95
40552008	BasicSling	Red plástica	XL	100-150	65	98
40552009	BasicSling	Red plástica	XXL	140-200	75	98
42700003	AmpSling	Poliéster	XS	20-40	27	85
42700004	AmpSling	Poliéster	S	35-60	37	90
42700006	AmpSling	Poliéster	M	50-80	45	97
42700007	AmpSling	Poliéster	L	70-110	50	100
42700008	AmpSling	Poliéster	XL	100-130	60	100
42700009	AmpSling	Poliéster	XXL	120-180	70	100
42720003	AmpSling	Red poliéster	XS	20-40	27	85
42720004	AmpSling	Red poliéster	S	35-60	37	90
42720006	AmpSling	Red poliéster	M	50-80	45	97
42720007	AmpSling	Red poliéster	L	70-110	50	100
42720008	AmpSling	Red poliéster	XL	100-130	60	100
42720009	AmpSling	Red poliéster	XXL	120-180	70	100



Soporte piernas separadas / Respaldo bajo



Nº Art.	Nombre producto	Material/descripción	Talla	Peso recomend. (kg)	Medida del asiento (cm)	Altura total (cm)
40200002	LowBackSling	Poliéster	XXS	10-25	21	60
40200003	LowBackSling	Poliéster	XS	20-35	27	60
40200004	LowBackSling	Poliéster	S	30-50	37	77
40200006	LowBackSling	Poliéster	M	45-80	47	85
40200007	LowBackSling	Poliéster	L	75-110	57	90
40200008	LowBackSling	Poliéster	XL	100-140	67	92
40200009	LowBackSling	Poliéster	XXL	130-190	77	92
40220002	LowBackSling	Red poliéster	XXS	10-25	21	60
40220003	LowBackSling	Red poliéster	XS	20-35	27	60
40220004	LowBackSling	Red poliéster	S	30-50	37	77
40220006	LowBackSling	Red poliéster	M	45-80	47	85
40220007	LowBackSling	Red poliéster	L	75-110	57	90
40220008	LowBackSling	Red poliéster	XL	100-140	67	92
40220009	LowBackSling	Red poliéster	XXL	130-190	77	92
40252002	LowBackSling	Red plástica	XXS	10-25	21	60
40252003	LowBackSling	Red plástica	XS	20-35	27	60
40252004	LowBackSling	Red plástica	S	30-50	37	77
40252006	LowBackSling	Red plástica	M	45-80	47	85
40252007	LowBackSling	Red plástica	L	75-110	57	90
40252008	LowBackSling	Red plástica	XL	100-140	67	92
40252009	LowBackSling	Red plástica	XXL	130-190	77	92

Elevación

SystemRoMedic

Soporte piernas único / Respaldo alto y medio

Nº Art.	Nombre producto	Material	Talla	Peso recomend. (kg)	Medida del asiento (cm)	Altura total (cm)
42521003	FlexibleSling, undivided	Red poliéster	XS	20-40	75	80
42521004	FlexibleSling, undivided	Red poliéster	S	30-70	85	85
42521006	FlexibleSling, undivided	Red poliéster	M	60-90	94	93
42521007	FlexibleSling, undivided	Red poliéster	L	80-130	105	96
42521008	FlexibleSling, undivided	Red poliéster	XL	110-180	115	98
41522003	ClassicHBSling	Red poliéster	XS	20-40	30	95
41522004	ClassicHBSling	Red poliéster	S	30-60	40	98
41522006	ClassicHBSling	Red poliéster	M	55-85	48	106
41522007	ClassicHBSling	Red poliéster	L	80-120	65	110
41522008	ClassicHBSling	Red poliéster	XL	110-140	80	115
41222003	ClassicSling	Red poliéster	XS	20-40	30	80
41222004	ClassicSling	Red poliéster	S	30-60	38	90
41222006	ClassicSling	Red poliéster	M	55-85	46	95
41222007	ClassicSling	Red poliéster	L	80-120	63	98
41222008	ClassicSling	Red poliéster	XL	110-140	80	100
47001010	BariSling	Red poliéster	XXXL	200-570	-	-

Para inodoro / Respaldo alto

Nº Art.	Nombre producto	Material	Talla	Peso recomend. (kg)	Medida del asiento (cm)	Altura total (cm)
43704002	HygieneHBSling	Poliéster	XXS	10-30	25	92
43704003	HygieneHBSling	Poliéster	XS	25-45	28	92
43704004	HygieneHBSling	Poliéster	S	40-60	30	96
43704006	HygieneHBSling	Poliéster	M	55-80	35	102
43704007	HygieneHBSling	Poliéster	L	75-110	41	102
43704008	HygieneHBSling	Poliéster	XL	90-130	46	104
43704009	HygieneHBSling	Poliéster	XXL	120-170	60	104
42521403	FlexibleSling, undivided*	Red poliéster	XS	20-40	75	80
42521404	FlexibleSling, undivided*	Red poliéster	S	30-70	85	85
42521406	FlexibleSling, undivided*	Red poliéster	M	60-90	94	93
42521407	FlexibleSling, undivided*	Red poliéster	L	80-130	105	96
42521408	FlexibleSling, undivided*	Red poliéster	XL	110-180	115	98

*) con fácil apertura

Para inodoro / Respaldo bajo

Nº Art.	Nombre producto	Material/descripción	Talla	Peso recomend. (kg)	Medida del asiento (cm)	Altura total (cm)
43504002	HygieneSling	Poliéster, con cinturón	XXS	10-30	25	50
43504003	HygieneSling	Poliéster, con cinturón	XS	25-45	35	65
43504004	HygieneSling	Poliéster, con cinturón	S	40-60	48	75
43504006	HygieneSling	Poliéster, con cinturón	M	55-85	55	87
43504007	HygieneSling	Poliéster, con cinturón	L	75-100	60	93
43504008	HygieneSling	Poliéster, con cinturón	XL	90-130	80	95
43504009	HygieneSling	Poliéster, con cinturón	XXL	120-170	90	95
43604002	HygieneSling	Poliéster, sin cinturón	XXS	10-30	25	50
43604003	HygieneSling	Poliéster, sin cinturón	XS	25-45	35	65
43604004	HygieneSling	Poliéster, sin cinturón	S	40-60	48	75
43604006	HygieneSling	Poliéster, sin cinturón	M	55-85	55	87
43604007	HygieneSling	Poliéster, sin cinturón	L	75-100	60	93
43604008	HygieneSling	Poliéster, sin cinturón	XL	90-130	80	95
43604009	HygieneSling	Poliéster, sin cinturón	XXL	120-170	90	95
43904003	HygieneSling	Poliéster, soporte espalda	XS	25-45	35	65
43904004	HygieneSling	Poliéster, soporte espalda	S	40-60	48	75
43904006	HygieneSling	Poliéster, soporte espalda	M	55-85	55	87
43904007	HygieneSling	Poliéster, soporte espalda	L	75-100	60	93
43904008	HygieneSling	Poliéster, soporte espalda	XL	90-130	80	95
43804002	HygieneLBSling	Poliéster, soporte espalda	XXS	10-30	25	92
43804003	HygieneLBSling	Poliéster, soporte espalda	XS	25-45	28	92
43804004	HygieneLBSling	Poliéster, soporte espalda	S	40-60	30	96
43804006	HygieneLBSling	Poliéster, soporte espalda	M	55-80	35	102
43804007	HygieneLBSling	Poliéster, soporte espalda	L	75-110	41	102
43804008	HygieneLBSling	Poliéster, soporte espalda	XL	90-130	46	104
43804009	HygieneLBSling	Poliéster, soporte espalda	XXL	120-170	60	104

Elevación Horizontal / Giro



Nº Art.	Nombre producto	Material / descripción	Talla	Peso recomend. (kg)	Medida del asiento (cm)	Altura total (cm)
46502007	StretcherSling	Poliéster	Talla única	50-200	180	86
46592007	StretcherSling	Desechable	Talla única	50-200	180	86
47522007	SafeHandlingSheet	Red Poliéster	L	50-300	240	115
47542007	SafeHandlingSheet	Red Poliéster./WL4W	L	50-300	240	115
47502008	SafeHandlingSheet	Poliéster	XL	50-400	240	115
47502009	SafeHandlingSheet	Poliéster Reforzado	XXL	50-570	240	130
47592006	SafeHandlingSheet	Desechable	M	50-300	200	120

Bipedestación con MiniLift



Nº Art.	Nombre producto	Material / descripción	Talla	Peso recomend. (kg)	Anchura (cm)
45500004	ThoraxSling	Poliéster	S	30-60	94
45500006	ThoraxSling	Poliéster	M	50-80	104
45500007	ThoraxSling	Poliéster	L	70-110	124
45500008	ThoraxSling	Poliéster	XL	100-150	146
45500009	ThoraxSling	Poliéster	XXL	140-200	170



45600004	ThoraxSling	Poliéster, soporte sentado	S	30-60	94
45600006	ThoraxSling	Poliéster, soporte sentado	M	50-80	104
45600007	ThoraxSling.	Poliéster, soporte sentado	L	70-110	124
45600008	ThoraxSling	Poliéster, soporte sentado	XL	100-150	146
45690004	ThoraxSling	Desechable, soporte sentado	S	30-60	94
45690006	ThoraxSling	Desechable, soporte sentado	M	50-80	104
45690007	ThoraxSling.	Desechable, soporte sentado	L	70-110	124
45690008	ThoraxSling	Desechable, soporte sentado	XL	100-150	146

Bipedestación con RiseUp600EE



Nº Art.	Nombre producto	Material / descripción	Talla	Peso recomend. (kg)	Anchura (cm)
45200004	StandUpSling	Poliéster	S	40-65	109
45200006	StandUpSling	Poliéster	M	55-80	121
45200007	StandUpSling	Poliéster	L	75-110	122
45200008	StandUpSling	Poliéster	XL	100-160	136
45200009	StandUpSling	Poliéster	XXL	150-220	166


Andada / de pie



Nº Art.	Nombre producto	Material / descripción	Talla	Peso recomend. (kg)	Anchura (cm)	Altura total (cm)
44503003	StandingVest	Poliéster	XS	15-40	82	68
44503004	StandingVest	Poliéster	S	20-50	96	73
44503006	StandingVest	Poliéster	M	40-60	110	73
44503007	StandingVest	Poliéster	L	50-80	122	73
44503008	StandingVest	Poliéster	XL	70-100	130	73



44200002	WalkingVest	Poliéster	XXS	15-40	60	67
44200003	WalkingVest	Poliéster	XS	25-50	70	68
44200004	WalkingVest	Poliéster	S	40-60	82	68
44200006	WalkingVest	Poliéster	M	55-80	96	73
44200007	WalkingVest	Poliéster	L	75-100	110	73
44200008	WalkingVest	Poliéster	XL	90-110	122	73
44200009	WalkingVest	Poliéster	XXL	100-130	142	75



47103010	BariVest	Poliéster	XXXL	180-300	190-280	-
47103011	BariVest	Poliéster	XXXXL	250-570	230-310	-

¡Nota!

Una prueba de arnés es necesaria para determinar lo apropiado de un modelo, talla y material para un usuario determinado. Esta guía y las medidas que aparecen y sus recomendaciones son solamente para que el prescriptor tome la decisión más fácilmente. La medida del asiento del arnés provee una indicación de cuán ancho puede ser un usuario de cadera a cadera (trocante). La medida de trocante de un usuario debería estar dentro de un +/- 10 cm de la medida del asiento. La anchura de los trajes indican la circunferencia del tronco del usuario. La circunferencia del tronco del usuario debería estar en un +/- 10 cm de la anchura indicada para el traje. El arnés es demasiado grande si las nalgas del usuario salen demasiado por la apertura del arnés o si el soporte de piernas se desliza demasiado hacia adelante. El arnés será muy pequeño si la cara del usuario está demasiado cerca de la percha de elevación, si los soportes de piernas quedan apretados en las ingles o si el arnés aparenta quedar muy apretado.